



6200 Maxima

Barella atraumatica a cucchiaio pediatrica



CARATTERISTICHE

Costruita interamente in alluminio permette, grazie alla possibilità di dividersi in due, di posizionare il paziente senza doverlo rimuovere. Viene fornita con due cinture a sgancio rapido.

DATI TECNICI

Misura	Bambini
Destinazione	Recupero
Altezza (cm)	7
Larghezza (cm)	42
Lunghezza (cm)	130
Peso (kg)	7,8
Portata (kg)	170
Pediatric	
Materiale	Alluminio anodizzato

VEDI ANCHE



Maxima 6200
Barella atraumatica a cucchiaio
pediatrica



Maxima 6200/V
Barella a cucchiaio per uso
veterinario
