



630 Maxima

Brancard cuillère atraumatique anodisé gris



CARATTERISTICHE



Grâce à ses caractéristiques, le brancard cuillère remplit une fonction de sauvetage importante car il peut être positionné directement sous le patient sans qu'il soit nécessaire de soulever ce dernier. La forme du brancard permet également au patient d'être parfaitement immobilisé pendant le transport. Les matériaux de construction et d'assemblage ont été spécifiquement étudiés et sélectionnés pour répondre aux exigences de capacité, de fiabilité et de durabilité.

- Dispositif efficace d'accrochage et de décrochage pour diviser le brancard.
- Longueur réglable avec verrouillage automatique.
- Sac avec 3 ceintures à dégagement rapide pour l'immobilisation du patient. (603/MEB)
- Rangement facile dans l'ambulance en position repliée.
- Entièrement construit en aluminium robuste et léger.
- L'étui pour brancard (Art. 630/CS) est disponible sur demande.



Dispositif certifié selon les normes de sécurité harmonisées UNI EN 1865 – UNI EN 1789

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Taille | Adultes |
| Usage | Récupération |
| Hauteur (cm) | 7 |
| Largeur (cm) | 42 |
| Longueur (cm) | 167 |
| Max length (cm) | 202 |
| Folded length (cm) | 120 |
| Folded thickness (cm) | 9 |
| Poids (kg) | 10 |
| Capacité de charge (kg) | 170 |
| Certification 10G |  |
| Material | Aluminium anodisé |
| Trauma |  |
| Alpine |  |

IMAGES



Maxima 630/N
Brancard cuillère atraumatique peint en noir



Maxima 630/B
Brancard cuillère atraumatique peint en bleu



Maxima 630/A
Brancard cuillère atraumatique peint en orange



Maxima 631
Brancard cuillère atraumatique anodisé gris avec tronc/tête à 1 pc.

ACCESSOIRES



614

Système de fixation horizontale certifié pour brancard cuillère



616/A

Système de fixation verticale haut, certifié pour brancard cuillère



616

Système de fixation verticale certifié pour brancard cuillère



Double 624

Immobilisateur de tête pour écopés



630/CS

Étui pour brancard cuillère



603/MEB

Sac en nylon avec 3 Art. 607/Ameb

ACCESSOIRE DE



603/MEB

Sac en nylon avec 3 Art. 607/Ameb