



630/B Maxima

Blau lackierte atraumatische schaufeltrage



CARATTERISTICHE

Neue Schaufeltragenpalette aus lackiertem Aluminium. Die Speziallackierung gewährleistet eine besondere Beständigkeit der Farbe dieser Tragen, deren Eigenschaften und Einsatzweise mit denen der herkömmlichen Schaufeltrage Art. 630 identisch sind. Die verschiedenen Farben können auch dabei behilflich sein, festzustellen, welchem der in dem gleichen Bereich arbeitenden Bediener die Trage gehört.

Gemäß den angeglichenen europäischen Sicherheitsstandards zertifiziertes Produkt, entspricht der Norm EN 1865:2001.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Größe	Adulti
Anwendung	Rescue
Höhe (cm)	7
Breite (cm)	42
Länge (cm)	167
Max. Länge (cm)	202
Tiefe zusammengeklappt (cm)	9
Gewicht (kg)	10
Tragfähigkeit (kg)	170
10G Zertifiziert	
Material	Painted aluminium

SIEHE AUCH



Maxima 631
Eloxierte atraumatische
schaufeltrage, grau, mit einteiligem
rumpf-/kopfbereich



Maxima 630/N
Barella atraumatica a cucchiaio
verniciata nera



Maxima 630
Eloxierte atraumatische
schaufeltrage, grau



Maxima 630/A
Eloxierte atraumatische
schaufeltrage, grau

ZUBEHÖRE



616/A
Für schaufeltragen zertifiziertes
hohes vertikales feststellsystem



630/CS
Tasche für schaufeltrage



614
Für schaufeltragen zertifiziertes
horizontales feststellsystem



616
Für schaufeltragen zertifiziertes
vertikales feststellsystem



Double 624
Kopffixierer für scoop



602/MEB
Bag with 3 belts