



631 Maxima

Barella atraumatica a cucchiaio anodizzata grigia con tronco/testa ad 1 pz.



CARATTERISTICHE

Barella a cucchiaio simile all'art. 630, l'unica differenza consiste nella zona del tronco e della testa che sono ad un solo pezzo. Pesi e misure restano invariati.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza UNI EN 1865 - UNI EN 1789

DATI TECNICI

| | |
|--------------------------|---|
| Misura | Adulti |
| Destinazione | Recupero |
| Altezza (cm) | 7 |
| Larghezza (cm) | 42 |
| Lunghezza (cm) | 167 |
| Lunghezza max (cm) | 202 |
| Lunghezza ripiegata (cm) | 120 |
| Spessore ripiegata (cm) | 9 |
| Peso (kg) | 9,5 |
| Portata (kg) | 170 |
| Tipologia | |
| Certificazione 10G |  |
| Materiale | Alluminio anodizzato |

IMMAGINI



VEDI ANCHE



Maxima 631/G
Barella a cucchiaio con testa/tronco ad 1 pz verniciata gialla



Maxima 630/N
Barella atraumatica a cucchiaio verniciata nera



Maxima 630/B
Barella atraumatica a cucchiaio verniciata blu



Maxima 630
Barella atraumatica a cucchiaio anodizzata grigia



Maxima 630/A
Barella atraumatica a cucchiaio verniciata arancio

ACCESSORI



616

Sistema di fissaggio verticale
certificato per barella a cucchiaio



630/CS

Custodia per barella a cucchiaio



616/A

Sistema di fissaggio verticale alto
certificato per barella a cucchiaio



Double 624
Fermacapo per scoop



614

Sistema di fissaggio orizzontale
certificato per barella a cucchiaio



603/MEB

Busta in nylon con 3 Art. 607/Ameb
