



643 4-teilige klappbare rettungstrage

Barella soccorso pieghevole in 4



CARATTERISTICHE

Dank ihrer Eigenschaften ist diese 4 Mal zusammenklappbare Trage eine der Vollständigsten und Vielseitigsten der Produktpalette. Sie besteht aus einer Struktur aus eloxiertem Rundaluminium und ist daher besonders robust und leicht. Sie ist ideal für ein bequemes Verladen im Rettungswagen und zählt zu den Tragen, die sich am Besten als Notfall-Hilfstrage eignen.

- feste Griffe
- orangefarbenes Tuch aus feuerbeständigem Nylon

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Größe	Adulti
Anwendung	Transport
Zusammenklappbar	
Min. Höhe (cm)	12
Breite (cm)	49
Max. Länge (cm)	195
Länge zusammengeklappt (cm)	97
Tiefe zusammengeklappt (cm)	17
Gewicht (kg)	5
Tragfähigkeit (kg)	170
Material	Anodized aluminium Nylon

IMAGES



SIEHE AUCH



Steife zusammenklappbare trage
Barella rigida pieghevole

ZUBEHÖRE



604
Tasche mit 2 sicherheitsgurten