



## 650 Maya

Sedia portantina pieghevole



### CARATTERISTICHE

Progettata per essere un dispositivo essenziale per il trasporto dei pazienti, è realizzata in alluminio anodizzato leggero. Dispone di 4 leve (2 posteriori e 2 anteriori estraibili) e di 2 ruote fisse Ø 125 mm, è pratica e semplice da utilizzare. Sistema di chiusura/apertura che evita le aperture accidentali. Viene fornita completa di busta nera a 3 cinture (Art. 590/N).



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN1865 - UNI EN1789

### DATI TECNICI

Certificazione 10G	
Pieghevole	
Tipo ruote	2 Ruote Fisse Piccole
Tipologia	
Altezza (cm)	91
Larghezza (cm)	52
Lunghezza (cm)	74
Lunghezza max (cm)	128
Spessore ripiegata (cm)	24
Peso (kg)	10
Portata (kg)	170
Altezza piegata (cm)	90
Cardio	
Lunghezza seduta	43
Materiale	Alluminio anodizzato

---

## IMMAGINI

---



---

## VEDI ANCHE

---



### **Maya 653**

Sedia portantina pieghevole a 4 ruote con pedana e braccioli

---

## ACCESSORI

---



### **618**

Sistema di fissaggio per sedia portantina

---

---

## ACCESSORI DI SERIE

---



**590/N**

Borsa nera con 3 cinture per sedia  
portantina

---