



658/Y Quick

Sedia portantina pieghevole a 2 ruote gialla/nera



CARATTERISTICHE

Progettata per il trasporto in sicurezza di pazienti e per essere aperta/chiusa in modo semplice e sicuro. Grazie ad un particolare meccanismo si evita inoltre la chiusura accidentale della sedia. Dotata di 2 ruote Ø 125 mm, 2 leve posteriori e 2 leve anteriori estraibili è particolarmente semplice da utilizzare. Lo schienale e il sedile in materiale termoplastico sono facilmente sanificabili. Viene fornita completa di borsa nera a 3 cinture (Art. 590/N).



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza UNI EN 1865 - UNI EN 1789

DATI TECNICI

Certificazione 10G	
Pieghevole	
Tipo ruote	2 Ruote Fisse Piccole
Tipologia	
Altezza (cm)	90
Larghezza (cm)	51
Lunghezza (cm)	71
Lunghezza max (cm)	125
Spessore ripiegata (cm)	23
Peso (kg)	10
Portata (kg)	170
Altezza piegata (cm)	90
Cardio	
Materiale	Acciaio verniciato

VEDI ANCHE



Quick 659/Y

Sedia portantina pieghevole a 4 ruote con pedana e braccioli - gialla/nera

ACCESSORI



618

Sistema di fissaggio per sedia portantina



612/AN-2/MEB

Cintura toracica regolabile arancio/nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



612/N-2/MEB

Cintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



590/N

Borsa nera con 3 cinture per sedia portantina

ACCESSORI DI SERIE



590/N

Borsa nera con 3 cinture per sedia portantina
