



659/Y Quick

Chaise portoir pliante à 4 roues avec plateforme et accoudoirs – jaune/noire



CARACTERISTICHE

C'est un dispositif d'une importance fondamentale pour le secouriste. Équipée de 4 roues (2 arrière fixes Ø 125 mm et 2 avant pivotantes avec frein Ø 100 mm), d'accoudoirs rabattables, d'un repose-pieds rabattable, de 4 poignées arrière et de 2 poignées avant amovibles, elle garantit confort et sécurité au patient. Le dossier et l'assise en matériau thermoplastique peuvent être facilement désinfectés. Livrée avec un sac noir avec 3 ceintures (Art. 590/N).



Appareil certifié selon les normes de sécurité harmonisées UNI EN 1865 – UNI EN 1789

DONNÉES TECHNIQUES

Certification 10G	
Pliable	
Repose-pieds et accoudoirs	
Type de roue	2 roues pivotantes + 2 petites roues fixes
Type	
Hauteur (cm)	90
Largeur (cm)	51
Longueur (cm)	71
Max length (cm)	126
Folded thickness (cm)	23
Poids (kg)	14
Capacité de charge (kg)	170
Hauteur plié (cm)	99
Cardio	
Lunghezza seduta	47
Material	Acier peint

VOIR AUSSI



Quick 658/Y
Chaise portoir pliante à 2 roues
jaune/noire

ACCESSOIRES



618
Système de fixation pour chaise portoir



612/AN-2/MEB
Ceinture thoracique orange/noire
réglable avec attache à 4 points et ruban
Meber pour brancards à chargement
automatique et chaises



612/N-2/MEB
Ceinture thoracique noire réglable avec
attache à 4 points et ruban Meber pour
brancards à chargement automatique et
chaises



590/N
Sac noir avec 3 ceintures pour chaise
portoir

BUNDLES



590/N
Sac noir avec 3 ceintures pour chaise
portoir
