



706

Teli portaferiti con 6 maniglie



CARATTERISTICHE

Teli portaferiti realizzati in nylon ignifugo, antistrappo ed impermeabile. Disponibili con 6 o 8 robuste maniglie cucite. **Dimensioni 192x75 cm**

DATI TECNICI

Larghezza (cm)	75
Lunghezza (cm)	192
Portata (kg)	160
Materiale	Nylon

VEDI ANCHE





714 Telo portaferiti per obesi con 12 maniglie cm 200 x 150