



7070/4RG PROOF Mercury

Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli



CARATTERISTICHE

<u>Visita il sito Mercury</u> La barella Mercury è l'ideale per l'utilizzo in ambienti stretti ed angusti. Con l'azionamento di un semplice meccanismo si sbloccano le ruote anteriori o si riportano nella configurazione originale con le ruote fisse nel senso di marcia. Completa di materasso e cinture.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789. *le immagini sono a solo scopo illustrativo.

DATI TECNICI

Misura	Adulti
Destinazione	Trasporto
Certificazione 10G	₩
Multilivello	⊌
Piano	Con Trendelenburg
Tipo ruote	4 Ruote Girevoli Grandi
Tipologia	Barella autocaricante
Altezza max (cm)	95
Altezza intermedia (cm)	72
Altezza massima di carico (cm)	66
Altezza minima di carico (cm)	64
Altezza piegata (cm)	31
Larghezza (cm)	57
Lunghezza (cm)	197
Lungh. con carrello abbassato (cm)	165
Peso (kg)	44
Portata (kg)	250
Materiale	Acciaio inox ABS HDPE (Polietilene ad alta intensità)

IMMAGINI









VEDI ANCHE



Mercury Lite 7080/4RG Proof Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli



Mercury 7072/4RG PROOF Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



Mercury Lite 7082/4RG Proof Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



Mercury EL 7092 PROOF Barella autocaricante certificata



Mercury EL 7094 PROOF Barella autocaricante certificata versione alta



Mercury Cinque 7075/4RG PROOF Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli



Mercury Cinque 7077/4RG PROOF Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli- versione alta

ACCESSORI



955 PROOF Sistema di fissaggio EN 1789 per barelle autocaricanti Proof



7014/AMaterasso 4 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



939 Piano portastrumenti per barelle



938 Portabombola Oximeb



12080
"MBP" pianale bariatrico largo per barelle autocaricanti FROG MERCURY e GECKO completo di cinture con arrotolatore e fissaggi barella



12080-001Kit montaggio piano bariatrico per barelle autocaricanti



Sistema di contenimento Bear Pods per obesi per barelle autocaricanti



12070/BG "COVER OX 2-3 BG"- Portabombola professionale per bombole da lt 2 e



12070/BR "COVER OX 2-3 BR"- Portabombola professionale per bombole da It 2 e



12018NAsta portaflebo telescopica per barelle autocaricanti



12072/BG"COVER OX 5 BG"- Portabombola professionale per bombole da It 5



12072/BR"COVER OX 5 BR"- Portabombola professionale per bombole da lt 5



7013/AMaterasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



12106 AIR-COM Materasso antidecubito per barelle a segmenti alterni



612/AN-2/MEB
Cintura toracica regolabile
arancio/nera con aggancio a 4
punti e nastro MeBer per barelle
autocaricanti e sedie



612/N-2/MEB
Cintura toracica regolabile nera
con aggancio a 4 punti e nastro
MeBer per barelle autocaricanti e
sedie



707Telo di trasferimento salvamaterasso a 6 maniglie



608/A-MEBCintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



608/N-MEBCintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



12084-001 Custodia per ali bariatriche



12170Materasso di colore nero per ala bariatrica dx per barelle autocaricanti



12172Materasso di colore nero per ala bariatrica sx per barelle autocaricanti



7002 Materasso 4 pz elettrosaldato nero



12200
Set ali bariatriche dx e sx per barelle autocaricanti Mercury completo di materassi, cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella

ACCESSORI DI SERIE



612/AN-2/MEBCintura toracica regolabile arancio/nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



608/A-MEBCintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



12025 Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



7013/A Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato