



# 7072/4RG PROOF Mercury

Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



## CARATTERISTICHE

[Visita il sito Mercury](#)


La barella Mercury è anche disponibile con l'optional delle quattro ruote girevoli che le conferiscono una manovrabilità imbattibile. Questo dispositivo è l'ideale per l'utilizzo della barella in ambienti stretti ed angusti. Con l'azionamento di un semplice meccanismo si sbloccano le ruote anteriori o si riportano nella configurazione originale con le ruote fisse nel senso di marcia. Completa di materasso e cinture.

Questa versione ha le stesse caratteristiche della versione 7070/4RG Proof con la sola differenza di poter caricare su piani di ambulanze ad altezza maggiorata.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789. \*Le immagini sono a solo scopo illustrativo.

DATI TECNICI

Misura	Adulti
Destinazione	Trasporto
Certificazione 10G	
Multilivello	
Piano	Con Trendelenburg
Tipo ruote	4 Ruote Girevoli Grandi
Tipologia	Barella autocaricante
Altezza intermedia (cm)	75
Altezza massima di carico (cm)	71
Altezza minima di carico (cm)	69
Altezza piegata (cm)	31
Altezza max (cm)	99
Larghezza (cm)	57
Lunghezza (cm)	197
Lungh. con carrello abbassato (cm)	165
Peso (kg)	45
Portata (kg)	250
Materiale	Acciaio inox ABS HDPE (Polietilene ad alta intensità)

IMMAGINI



VEDI ANCHE



**Mercury Lite 7080/4RG Proof**  
Barella autocaricante in alluminio  
ad altezza variabile certificata con 4  
ruote girevoli



**Mercury Cinque 7075/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox a 5  
posizioni certificata EN1865 con 4  
ruote girevoli



**Mercury 7070/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox ad  
altezza variabile certificata con 4  
ruote girevoli



**Mercury EL 7092 PROOF**  
Barella autocaricante certificata



**Mercury EL 7094 PROOF**  
Barella autocaricante certificata  
versione alta



**Mercury 7070/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox ad  
altezza variabile certificata con 4  
ruote girevoli



## ACCESSORI



**955 PROOF**  
Sistema di fissaggio EN 1789 per  
barelle autocaricanti Proof



**7014/A**  
Materasso 4 pz. in Skay ignifugo  
elettrosaldato



**939**  
Piano portastrumenti per barelle



**938**  
Portabombola Oximeb



**12080**  
"MBP" pianale bariatrico largo per  
barelle autocaricanti FROG  
MERCURY e GECKO completo di  
cinture con arrotolatore e fissaggi  
barella



**12080-001**  
Kit montaggio piano bariatrico per  
barelle autocaricanti



**12154**  
Sistema di contenimento Bear  
Pods per obesi per barelle  
autocaricanti



**12070/BG**  
"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola  
professionale per bombole da lt 2 e  
3



**12070/BR**  
"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola  
professionale per bombole da lt 2 e  
3



**12072/BG**  
"COVER OX 5 BG"- Portabombola  
professionale per bombole da lt 5



**12072/BR**  
"COVER OX 5 BR"- Portabombola  
professionale per bombole da lt 5



**612/AN-2/MEB**  
Cintura toracica regolabile  
arancio/nera con aggancio a 4  
punti e nastro MeBer per barelle  
autocaricanti e sedie



**612/N-2/MEB**  
Cintura toracica regolabile nera con  
aggancio a 4 punti e nastro MeBer  
per barelle autocaricanti e sedie



**608/A-MEB**  
Cintura 2 pz. con gancio in metallo  
e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



**608/N-MEB**  
Cintura 2 pz. con gancio in metallo  
e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



**12106**  
AIR-COM Materasso antidecubito  
per barelle a segmenti alterni



**12054**  
Portabombola Oximeb Maxi -  
Portabombola per bombola da 3  
litri



**7013/A**  
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo  
elettrosaldato



**7013/N**  
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo  
elettrosaldato



**707**  
Telo di trasferimento  
salvamaterasso a 6 maniglie



**12084-001**  
Custodia per ali bariatriche



**12172**  
Materasso di colore nero per ala bariatrica sx per barelle autocaricanti



**12170**  
Materasso di colore nero per ala bariatrica dx per barelle autocaricanti



**12025**  
Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



**12018N**  
Asta portaflebo telescopica per barelle autocaricanti



**12200**  
Set ali bariatriche dx e sx per barelle autocaricanti Mercury completo di materassi, cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella

## ACCESSORI DI SERIE



**12025**  
Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



**612/AN-2/MEB**  
Cintura toracica regolabile arancio/nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



**608/A-MEB**  
Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



**7013/A**  
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato