



7240 PROOF Frog

Fahrtrage mit roll-in-ladesystem plus mit trendelenburg zertifiziert




CARATTERISTICHE

Der Art. 7240 PROOF ist baugleich mit dem Modell 7240, unterscheidet sich von diesem jedoch durch eine steife Stahlstruktur, die in Kombination mit dem speziellen Feststellsystem dazu beiträgt, die Trägheitsbeanspruchungen beim plötzlichen Beschleunigen oder Bremsen des Rettungswagens abzdämpfen. Komplett mit Sicherheitsgurte und Matratze.

- [Steife Liegefläche aus verstärktem thermoplastischen Material.](#)
- Die Rückenlehne wird über einen in allen Stellungen von 0° bis 80° sperrbaren Gaskolben eingestellt.
- Klappbare Seitenbügel.
- Ein Stoßschutz aus Plastik schützt die senkrecht positionierten Beine.
- Drehbare Räder mit Selbstzentrierung, sodass die Positionierung im Rettungswagen ohne Drehung der Räder von Hand erfolgen kann.
- Vorderseitiger Wagen senkbar, für einen geringeren Raumbedarf der Trage.
- Die Trage verfügt nicht über die Blockierung der Beine in zusammengeklappter Position.

Das vom TÜV Product Service ausgestellte Zertifikat gewährleistet die Konformität mit den Sicherheitsanforderungen der geltenden EU-Normen (EN 1865:2001 – EN 1789-1999)

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Anwendung	Transport
10G Zertifiziert	
Liegefläche	With Trendelenburg
Rädertyp	2 Rotating Wheels + 2 Big Fixed Wheels
Typ	
Höhe (cm)	92
Max. Ladehöhe (cm)	66
Höhe zusammengeklappt (cm)	32,5
Min. Ladehöhe (cm)	60
Breite (cm)	56
Länge (cm)	195
Länge mit zusammengeklapptem Trolley (cm)	166
Gewicht (kg)	44
Tragfähigkeit (kg)	250
Material	Stainless steel
Caratteristica filtro	

SIEHE AUCH



Frog Lite 7260 PROOF
"FROG LITE" barella autocaricante
in alluminio con trendelenburg
certificata



Frog 7210 PROOF
Fahrtrage mit roll-in-ladesystem
gelb, mit trendelenburg zertifiziert



Frog 7240/INC Proof
"FROG PLUS INC PROOF" Barella
autocaricante per incubatrice con
predisposizione per gancio
certificato



7265 Proof
Barella autocaricante "Frog Lite
Advance" in alluminio con maniglie
estraibili e Trendelenburg

ZUBEHÖRE



936

Infusionsständer für roll-in-trage
winner und frog



939

Piano portastrumenti per barelle



938

Flaschenhalterung für trage und
stuhl



12080

"MBP" pianale bariatrico largo per
barelle autocaricanti FROG
MERCURY e GECKO completo di
cinture con arrotolatore e fissaggi
barella



**Feststellsystem en 1789 für roll-in-
tragen proof**

Sistema di fissaggio EN 1789 per
barelle autocaricanti Proof



12080-001

Kit montaggio piano bariatrico per
barelle autocaricanti



12025

Tasca portaoggetti multiuso nera
per barelle autocaricanti



612/N

Hosenträger-vierpunkt-gurtsystem
für roll-in-tragen und stühle,
schwarz



612/N

Hosenträger-vierpunkt-gurtsystem
für roll-in-tragen und stühle,
schwarz



608

Sicherheitsgurt 2-teilig mit
metallhaken



608

Sicherheitsgurt 2-teilig mit
metallhaken



7013/A

Materasso 3 pz. in Skay ignifugo
elettrosaldato



7013/N

Materasso 3 pz. in Skay ignifugo
elettrosaldato



12084

Set ali bariatriche per barelle
autocaricanti MBS-01 e FROG



12154

Sistema di contenimento Bear
Pods per obesi per barelle
autocaricanti



12106

AIR-COM Materasso antidecubito
per barelle a segmenti alterni



12018N

Asta portaflebo telescopica per
barelle autocaricanti



12070/BG

"COVER OX 2-3 BC"- Portabombola
professionale per bombole da lt 2 e
3



12070/BR

"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola
professionale per bombole da lt 2 e
3



12072/BG
"COVER OX 5 BG"- Portabombola
professionale per bombole da lt 5



12072/BR
"COVER OX 5 BR"- Portabombola
professionale per bombole da lt 5

SERIENMÄßIGES ZUBEHÖR



7013/A
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo
elettrosaldato



612/N
Hosenträger-vierpunkt-gurtsystem
für roll-in-tragen und stühle,
schwarz



608
Sicherheitsgurt 2-teilig mit
metallhaken