



8006

Sfigmomanometro aneroido



CARATTERISTICHE

Sfigmomanometro con bracciale in nylon, chiusura velcro e manometro affidabile agganciabile sul bracciale. Scala graduata da 0 a 300 mmHg. Regolazione manuale dello sgonfiaggio possibile fino a 2/3 mmHg/sec. Zero flottante, bracciale in nylon con velcro, pera in lattice con valvola cromata. Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite. Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip, in una scatola di cartone.

DATI TECNICI

Misura

Adulti

VEDI ANCHE



8004

Sfigmomanometro aneroido
colorato con custodia



8012

Sfigmomanometro aneroido
palmare plus rosso



1740

Sfigmomanometro aneroido da
parete rotondo girevole

ACCESSORI



8143
Bracciale pediatrico a 2 tubi



8141
Bracciale adulti a 2 tubi



8142
Bracciale pediatrico ad 1 tubo



8140
Bracciale adulti ad 1 tubo

ACCESSORIO DI



1366
Zaino rosso "115" con tasche laterali
e scomparti FORNITO COMPLETO -
CAPITOLATO TPSS