



8014

Sfigmomanometro aneroido compatto



CARATTERISTICHE

Il manometro costruito artigianalmente presenta ottime finiture e i componenti che lo costituiscono, sono stati ottenuti da soluzioni avanzate. Il movimento tedesco è ottenuto secondo i più severi standard qualitativi. Il vetro in policarbonato, resiste all'alcool e alle sollecitazioni meccaniche. La valvola di scarico facilmente azionabile è molto sensibile. Il polmone è in gomma. Il bracciale in cotone è robusto e anallergico. Il manometro posizionato sul bracciale risulta essere più protetto da eventuali cadute e colpi accidentali. L'apparecchio risponde alle norme EN 1060-1 ed EN 1060-2.

DATI TECNICI

Misura

Adulti

VEDI ANCHE



8008

Sfigmomanometro aneroido
palmare



8004

Sfigmomanometro aneroido
colorato con custodia