



8020/G

Fonendoscopio plano amarillo



CARACTERÍSTICAS

Fonendoscopio plano con cabeza de 46 mm de diámetro en aluminio moldeado y torneado, abrazadera roscada para bloquear la membrana. Arco de metal cromado, 150 mm de longitud. Tubo en Y de goma de una sola pieza, 5 mm de diámetro con 60 cm de longitud. Embalado en caja de cartón individual. Disponible en 3 diferentes colores.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Adultos
Cardio	

VER TAMBIÉN



8030/B
Estetofonendoscopio "Rappaport"
azul



8025
Estetoscopio negro



8020
Fonendoscopio plano negro



8025/G
Estetoscopio amarillo



8020/R
Fonendoscopio plano rojo



8025/R
Estetofonendoscopio rojo