



## 8025/N

Stétho-phonendoscope noir



### CARACTERISTIQUE

Stétho-phonendoscope avec tête de 47/31 mm de diamètre. Tête en aluminium anodisé, arceau en métal chromé, et tube en Y monobloc en caoutchouc. Raccord tournant pour les deux fonctions. Disponible en 3 différentes couleurs.

### DONNÉES TECHNIQUES

Taille	Adultes
Cardio	

### VOIR AUSSI



**8020/G**  
Phonendoscope plat jaune



**8025/G**  
Stétho-phonendoscope jaune



**8030/B**  
Stétho-phonendoscope « Rapport »  
bleu



**8025/R**  
Stétho-phonendoscope rouge



**8020/N**  
Phonendoscope plat noir



**8020/R**  
Phonendoscope plat rouge