



## 836 Patriot


“patriot” einstellbare halskrause



### CARATTERISTICHE

Neue Halskrause, auf vier verschiedene Höhen einstellbar. Für alle, die einen einzigen Artikel für verschiedene Immobilisierungsbedingungen benötigen. Dieser Artikel wurde für medizinische Notfälle entwickelt und verfügt über eine vorgeformte Kinnstütze, Feststellklipps, hintere Belüftungsöffnung und verbreiterte Tracheaöffnung. Die Halskrause Patriot wird aus Polyäthylen hoher Dichte gefertigt. Die Polsterung besteht aus Schaumstoff und das flache einteilige Design erlaubt das korrekte Anlegen auch in engen Räumlichkeiten. Die Halskrause ist röntgendurchlässig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

### HAUPTEIGENSCHAFTEN

Größe	Adulti
Anwendung	Immobilization
Trauma	

### SIEHE AUCH



**Patriot Baby 837**  
Verstellbare kinder-halskrause