



842 Antares

Collarín cervical rígido 2 unids. med. PEDIÁTRIC



CARACTERÍSTICHE

El collarín cervical ANTARES es un instrumento altamente profesional e indispensable para el operador de rescate. Consta de 2 piezas, se posiciona en la parte frontal y posterior del cuello, lo que permite una inmovilización perfecta de la columna cervical. Equipado con un orificio central para realizar una eventual traqueotomía, es fácil de aplicar y ajustar gracias a los cierres de velcro realizados en diferentes colores para distinguir los diferentes tamaños. Fabricado en polietileno transparente y revestimiento interno en E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Disponible en 6 tamaños diferentes.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Niños
Uso	Inmovilización
Trauma	
Pediatric	
Max length (cm)	25
Longitud (cm)	24,5
Altura mínima (cm)	13,5
Altura máxima (cm)	14

VER TAMBIÉN



Antares 856
Set collarines cervicales 6 unids.
con estuche



Antares 854
Set collarines cervicales 4 unids.
con estuche Art. 842 - 844 - 846 -
848



Sirius 874
Set collarines cervicales 4 unids.
con estuche Art. 862 - 864 - 866 -
868



Sirius 876
Set collarines cervicales 6 unids.
con estuche