



## 846 Antares

Collier cervical rigide 2 pièces taille Standard



## **CARATTERISTICHE**

Le collier cervical ANTARES est un outil hautement professionnel et indispensable pour le secouriste. Composé de 2 pièces, il se positionne à l'avant et à l'arrière du cou, permettant une immobilisation parfaite de la colonne cervicale. Équipé d'un trou central pour effectuer une éventuelle trachéotomie, il est facile à appliquer et à régler grâce aux attaches auto-agrippantes réalisées en différentes couleurs pour distinguer les différentes tailles. Il est fait de polyéthylène transparent et d'une doublure en E.V.A. lavable fixée avec des rivets en plastique. Disponible en 6 tailles différentes.

## DONNÉES TECHNIQUES

Taille	Adultes
Usage	Immobilisation
Trauma	⊌
Longueur (cm)	29
Hauteur max (cm)	19
Min hauteur (cm)	15

## **VOIR AUSSI**



Sirius 874 Lot de colliers cervicaux 4 pièces avec étui Art. 862 – 864 – 866 – 868



Sirius 876 Lot de colliers cervicaux 6 pièces avec étui



**Antares 856** Lot de colliers cervicaux 6 pièces avec étui



Antares 854 Lot de colliers cervicaux 4 pièces avec étui Art. 842 – 844 – 846 – 848



Lot de colliers cervicaux 4 pièces avec étui Art. 842 – 844 – 846 – 848



Antares 854 Lot de colliers cervicaux 4 pièces avec étui Art. 842 – 844 – 846 – 848