



## 854

„antares“ starrer hws-stützkragen-set 4 stk mit tasche



### CARATTERISTICHE

Der HWS-Stützkragen ANTARES ist ein professionelles unentbehrliches medizinisches Hilfsmittel für das Erste-Hilfe-Personal. Der Stützkragen besteht aus 2 Teilen, wird an die Vorder- und Rückseite des Halses angelegt und erlaubt eine perfekte Immobilisierung der Halswirbelsäule. Der Stützkragen ist mit einer zentralen Öffnung für eine eventuelle Tracheotomie versehen und ist dank den Velcro-Klettverschlüssen leicht anzulegen und einzustellen. Die Klettverschlüsse besitzen eine unterschiedliche Farbe, damit die verschiedenen Größen leicht erkannt werden können. Der Stützkragen besteht aus durchsichtigem Polyäthylen mit Innenverkleidung aus waschbarem E.V.A., das mit Kunststoffnieten befestigt ist. In 6 verschiedenen Größen verfügbar.

### HAUPTEIGENSCHAFTEN

Anwendung

Trauma

Immobilization



---

## SIEHE AUCH

---



**Starrer hws-stützkragen-set 4 stk  
mit tasche****Sirius 874**  
Starrer hws-stützkragen-set 4 stk  
mit tasche



**Sirius 876**  
Starrer hws-stützkragen-set 6 stk  
mit tasche



**Antares 844**  
Starrer hws-stützkragen 2 stk  
grösse stout



**Antares 846**  
Starrer hws-stützkragen 2 stk  
grösse standard



**Antares 848**  
Starrer hws-stützkragen 2 stk  
grösse medium



**Antares 842**  
Starrer hws-stützkragen 2 stk  
grösse pediatric