



854 Antares

Set collarines cervicales 4 unids. con estuche Art. 842 - 844 - 846 - 848



CARACTERISTICHE

El collarín cervical ANTARES es un instrumento altamente profesional e indispensable para el operador de rescate. Consta de 2 piezas, se posiciona en la parte frontal y posterior del cuello, lo que permite una inmovilización perfecta de la columna cervical. Equipado con un orificio central para realizar una eventual traqueotomía, es fácil de aplicar y ajustar gracias a los cierres de velcro realizados en diferentes colores para distinguir los diferentes tamaños. Fabricado en polietileno transparente y revestimiento interno en E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. [Leer más] Disponible en 6 tamaños diferentes.
Art. 842 - 844 - 846 - 848

DATOS TÉCNICOS

Uso	Inmovilización
Trauma	

VER TAMBIÉN



Sirius 874
Set collarines cervicales 4 unids.
con estuche Art. 862 - 864 - 866 -
868



Sirius 876
Set collarines cervicales 6 unids.
con estuche



Antares 844
Collarín cervical rígido 2 unids. med.
STOUT



Antares 846
Collarín cervical rígido 2 unids.
med. ESTÁNDAR



Antares 848
Collarín cervical rígido 2 unids. med.
MEDIUM



Antares 842
Collarín cervical rígido 2 unids. med.
PEDIÁTRIC
