



856 Antares

Lot de colliers cervicaux 6 pièces avec étui



CARATTERISTICHE

Le collier cervical ANTARES est un outil hautement professionnel et indispensable pour le secouriste. Composé de 2 pièces, il se positionne à l' avant et à l' arrière du cou, permettant une immobilisation parfaite de la colonne cervicale. Équipé d' un trou central pour effectuer une éventuelle trachéotomie, il est facile à appliquer et à régler grâce aux attaches auto-agrippantes réalisées en différentes couleurs pour distinguer les différentes tailles. Il est fait de polyéthylène transparent et d' une doublure en E.V.A. lavable fixée avec des rivets en plastique. Disponible en 6 tailles différentes.

DONNÉES TECHNIQUES

Usage	Immobilisation
Trauma	₩

VOIR AUSSI



Lot de colliers cervicaux 4 pièces avec étui Art. 862 – 864 – 866 – 868



Sirius 876 Lot de colliers cervicaux 6 pièces avec étui



Sirius 874 Lot de colliers cervicaux 4 pièces avec étui Art. 862 – 864 – 866 – 868



Antares 854 Lot de colliers cervicaux 4 pièces avec étui Art. 842 – 844 – 846 – 848



Antares 840 Collier cervical rigide 2 pièces taille INFANT



Antares 842 Collier cervical rigide 2 pièces taille PEDIATRIC



Antares 844Collier cervical rigide 2 pièces taille
STOUT



Antares 846Collier cervical rigide 2 pièces taille
Standard



Antares 848 Collier cervical rigide 2 pièces taille MEDIUM



Antares 850 Collier cervical rigide 2 pièces taille TALL