



856 Antares

Set collari cervicali 6 pz. con custodia



CARATTERISTICHE

Il collare cervicale ANTARES è uno strumento altamente professionale ed indispensabile per l'operatore del soccorso. Costituito da 2 pz., si posiziona nella parte anteriore e posteriore del collo, consentendo una perfetta immobilizzazione del rachide cervicale. Dotato di foro centrale per l'effettuazione di un eventuale tracheotomia, è facile da applicare e regolare grazie alle chiusure a strappo realizzate in diversi colori per contraddistinguere le varie misure. È realizzato in polietilene trasparente e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Disponibile in 6 diverse misure.

DATI TECNICI

Destinazione

Trauma

Immobilizzazione



VEDI ANCHE



Sirius 874

Set collari cervicali 4 pz. con custodia Art. 862 - 864 - 866 - 868



Sirius 876

Set collari cervicali 6 pz. con custodia



Sirius 874

Set collari cervicali 4 pz. con custodia Art. 862 - 864 - 866 - 868



Antares 854

Set collari cervicali 4 pz. con custodia Art. 842 - 844 - 846 - 848



Antares 840

Collare cervicale rigido 2 pz. mis. INFANT



Antares 842

Collare cervicale rigido 2 pz. mis. PEDIATRIC



Antares 844

Collare cervicale rigido 2 pz. mis. STOUT



Antares 846

Collare cervicale rigido 2 pz. mis. STANDARD



Antares 848

Collare cervicale rigido 2 pz. mis. MEDIUM



Antares 850

Collare cervicale rigido 2 pz. mis. TALL