



## 860 Sirius

„sirius“ starrer hws-stützkragen 2 stk grösse infant



### CARATTERISTICHE

Der einteilige Stützkragen besteht aus durchsichtigem Polyäthylen mit Innenverkleidung aus waschbarem E.V.A., das mit Kunststoffnieten befestigt ist. Einstellbare Velcro-Klettverschlüsse in unterschiedlichen Farben, damit die verschiedenen Größen leicht erkannt werden können. Der Stützkragen ist mit einer zentralen Öffnung für eine eventuelle Tracheotomie versehen. In 6 verschiedenen Größen verfügbar.

### HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Größe	Bambini
Anwendung	Immobilization
Trauma	<input checked="" type="checkbox"/>
Pediatric	<input checked="" type="checkbox"/>

### SIEHE AUCH



**854**  
„antares“ starrer hws-stützkragen-  
set 4 stk mit tasche



**Sirius 876**  
Starrer hws-stützkragen-set 6 stk  
mit tasche