



862 Sirius

Collarín cervical rígido 1 unid. tamaño PEDIATRIC



CARACTERÍSTICAS

Collarín cervical rígido de 1 pieza fabricado en polietileno transparente y revestimiento interno en E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Equipado con cierres de velcro ajustables de colores para distinguir los diferentes tamaños, está equipado con un orificio central para eventual traqueotomía. Disponible en 6 diferentes tamaños.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Niños
Uso	Inmovilización
Trauma	<input checked="" type="checkbox"/>
Pediatric	<input checked="" type="checkbox"/>

VER TAMBIÉN



Antares 854
Set collarines cervicales 4 unids.
con estuche Art. 842 - 844 - 846 -
848



Sirius 876
Set collarines cervicales 6 unids.
con estuche



Antares 856
Set collarines cervicales 6 unids.
con estuche



Sirius 874
Set collarines cervicales 4 unids.
con estuche Art. 862 - 864 - 866 -
868

ACCESORIO DE



1366
Mochila roja "115" SUMINISTRADO
COMPLETOS - ESPECIFICACIONES
TPSS
