



864 Sirius

Collare cervicale rigido 1 pz. mis. STOUT



CARATTERISTICHE

Collare cervicale rigido ad 1 pz. realizzato in polietilene trasparente e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Dotato di chiusure regolabili a strappo colorate per contraddistinguere le varie misure, è provvisto di foro centrale per la tracheotomia. Disponibile in 6 diverse misure.

DATI TECNICI

Misura	Adulti
Destinazione	Immobilizzazione
Trauma	₩

VEDI ANCHE



Antares 854 Set collari cervicali 4 pz. con custodia Art. 842 - 844 - 846 - 848



Antares 856 Set collari cervicali 6 pz. con custodia



Sirius 876 Set collari cervicali 6 pz. con custodia



Sirius 874 Set collari cervicali 4 pz. con custodia Art. 862 - 864 - 866 - 868



Set collari cervicali 3 pz. con custodia Art. 864 - 866 - 868