



868 Sirius

Starrer hws-stützkragen 2 stk grösse medium



CARATTERISTICHE

Der einteilige Stützkragen besteht aus durchsichtigem Polyäthylen mit Innenverkleidung aus waschbarem E.V.A., das mit Kunststoffnieten befestigt ist. Einstellbare Velcro-Klettverschlüsse in unterschiedlichen Farben, damit die verschiedenen Größen leicht erkannt werden können. Der Stützkragen ist mit einer zentralen Öffnung für eine eventuelle Tracheotomie versehen. In 6 verschiedenen Größen verfügbar.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Größe	Adulti
Anwendung	Immobilization
Trauma	

SIEHE AUCH



854
„antares“ starrer hws-stützkragen-
set 4 stk mit tasche



Antares 856
„antares“ starrer hws-stützkragen-
set 6 stk mit tasche



**Starrer hws-stützkragen-set 4 stk
mit tasche**
Sirius 874
Starrer hws-stützkragen-set 4 stk
mit tasche



Sirius 876
Starrer hws-stützkragen-set 6 stk
mit tasche



**Starrer hws-stützkragen-set 4 stk
mit tasche**
Sirius 874
Starrer hws-stützkragen-set 4 stk
mit tasche