



870 Sirius

Collarín cervical rígido 1 unid. tamaño TALL



CARATTERISTICHE

Collarín cervical rígido de 1 pieza fabricado en polietileno transparente y revestimiento interno en E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Equipado con cierres de velcro ajustables de colores para distinguir los diferentes tamaños, está equipado con un orificio central para eventual traqueotomía. Disponible en 6 diferentes tamaños.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Adultos
Uso	Inmovilización
Trauma	₩

VER TAMBIÉN



Sirius 874 Set collarines cervicales 4 unids. con estuche Art. 862 - 864 - 866 -868



Sirius 876Set collarines cervicales 6 unids.
con estuche



Antares 856 Set collarines cervicales 6 unids. con estuche



Antares 854
Set collarines cervicales 4 unids.
con estuche Art. 842 - 844 - 846 848