



874 Sirius

Set collari cervicali 4 pz. con custodia
Art. 862 - 864 - 866 - 868



CARATTERISTICHE

Collare cervicale rigido ad 1 pz. realizzato in polietilene trasparente e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Dotato di chiusure regolabili a strappo colorate per contraddistinguere le varie misure, è provvisto di foro centrale per la tracheotomia. Disponibile in 6 diverse misure.

Art. 862 - 864 - 866 - 868

DATI TECNICI

Destinazione

Trauma

Immobilizzazione



VEDI ANCHE



Sirius 876
Set collari cervicali 6 pz. con
custodia



Antares 856
Set collari cervicali 6 pz. con
custodia



Antares 854
Set collari cervicali 4 pz. con
custodia Art. 842 - 844 - 846 - 848



Sirius 862
Collare cervicale rigido 1 pz. mis.
PEDIATRIC



Sirius 864
Collare cervicale rigido 1 pz. mis.
STOUT



Sirius 866
Collare cervicale rigido 1 pz. mis.
STANDARD



Sirius 868
Collare cervicale rigido 1 pz. mis.
MEDIUM