



## 876 Sirius

Set collari cervicali 6 pz. con custodia



### CARATTERISTICHE

Collare cervicale rigido ad 1 pz. realizzato in polietilene trasparente e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Dotato di chiusure regolabili a strappo colorate per contraddistinguere le varie misure, è provvisto di foro centrale per la tracheotomia. Disponibile in 6 diverse misure.

### DATI TECNICI

Destinazione

Trauma

Immobilizzazione



VEDI ANCHE



**Antares 856**  
Set collari cervicali 6 pz. con custodia



**Antares 856**  
Set collari cervicali 6 pz. con custodia



**Sirius 874**  
Set collari cervicali 4 pz. con custodia Art. 862 - 864 - 866 - 868



**Sirius 876**  
Set collari cervicali 6 pz. con custodia



**Sirius 862**  
Collare cervicale rigido 1 pz. mis. PEDIATRIC



**Sirius 864**  
Collare cervicale rigido 1 pz. mis. STOUT



**Sirius 866**  
Collare cervicale rigido 1 pz. mis. STANDARD



**Sirius 868**  
Collare cervicale rigido 1 pz. mis. MEDIUM



**Sirius 860**  
Sirius collare cervicale rigido 1 pz. misura INFANT



**Sirius 870**  
Collare cervicale rigido 1 pz. mis. TALL