



876 Sirius

Set collarines cervicales 6 unids. con estuche



CARACTERÍSTICHE

Collarín cervical rígido de 1 pieza fabricado en polietileno transparente y revestimiento interno en E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Equipado con cierres de velcro ajustables de colores para distinguir los diferentes tamaños, está equipado con un orificio central para eventual traqueotomía. Disponible en 6 diferentes tamaños.

DATOS TÉCNICOS

Uso	Inmovilización
Trauma	

VER TAMBIÉN



Antares 856
Set collarines cervicales 6 unids.
con estuche



Antares 856
Set collarines cervicales 6 unids.
con estuche



Sirius 874
Set collarines cervicales 4 unids.
con estuche Art. 862 - 864 - 866 -
868



Sirius 876
Set collarines cervicales 6 unids.
con estuche



Sirius 862
Collarín cervical rígido 1 unid.
tamaño PEDIATRIC



Sirius 864
Collarín cervical rígido 1 unid.
tamaño STOUT



Sirius 866
Collarín cervical rígido 1 unid.
tamaño ESTÁNDAR



Sirius 868
Collarín cervical rígido 1 unid.
tamaño MEDIUM



Sirius 860
Sirius collarín cervical rígido 1 unid.
tamaño INFANT



Sirius 870
Collarín cervical rígido 1 unid.
tamaño TALL
