



## 886 Halley

Set di steccobende a depressione con pompa e custodia



### CARATTERISTICHE

Realizzate con materiali di assoluta affidabilità che permettono di immobilizzare perfettamente gli arti inferiori e superiori aspirando l'aria interna, sono dotate di valvola di aspirazione posta all'esterno per non causare disturbo al paziente. E' possibile ordinare le stecco-bende sfuse, oppure il set composto da steccobenda a depressione per braccio, gamba, avambraccio, pompa piccola per il vuoto e sacca in nylon.

**Tutte le steccobende sono radiotrasparenti.**

### DATI TECNICI

Misura	Adulti
Destinazione	Immobilizzazione
Trauma	

### IMMAGINI



---

## VEDI ANCHE

---



**417**  
"NEOFIX" Set di steccobende in neoprene con custodia



**Air Splint 722**  
Set 6 steccobende pneumatiche con custodia e pompa



**Halley 880**  
Steccobenda a depressione per gamba



**Halley 882**  
Steccobenda a depressione per braccio



**Halley 884**  
Steccobenda a depressione per avambraccio

---

## ACCESSORI

---



**889**  
Pompa in alluminio piccola