



895 Snake Plus

Colchón de vacío con cámaras independientes con inmovilizador de cabeza integrado



CARATTERISTICHE

Colchón con inmovilizador de cabeza integrado para una rápida inmovilización de la cabeza, en poliuretano con tratamiento ignífugo, **de conformidad con la normativa europea UNI EN 1865**, con **14 cámaras independientes** para una perfecta y segura inmovilización. Utilizable de -30°C a +70°C. Extremadamente ligero y resistente, 8 asas ergonómicas, reforzadas y acolchadas, cinturones de seguridad y una envoltura perfecta para el paciente otorgan al colchón un rendimiento único. Compatibilidad para exámenes RX, CT y MRI.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Adultos
Uso	Inmovilización
Longitud (cm)	210
Anchura (cm)	100
Peso (kg)	8,3
Capacidad de carga (kg)	150
Trauma	
Material	Poliuretano

VER TAMBIÉN



Snake 894

Colchón de vacío con cámaras independientes

ACCESORIOS



888

Bomba de aspiración en aluminio



890-001

Funda para colchón de vacío



896/DF

Bomba de aspiración en abs

ACCESORIOS ESTÁNDAR



894-001

Valvola di aspirazione per
steccobende e materasso a
depressione