



936

Asta porta-suero para camilla de carga automática Winner y Frog



CARATTERISTICHE

Asta porta-suero telescópica para camilla. Posibilidad de montar la barra en cualquier posición de la camilla gracias a un acoplamiento rápido con volante.

Dimensiones: H mín. cm 47,5 - H máx. cm 130,5

DATOS TÉCNICOS

Altura mínima (cm)	47,5
Altura máxima (cm)	130,5
Peso (kg)	0,5
Material	Aleaciones de aluminio

IMÁGENES



VER TAMBIÉN



936/A

Asta porta-suero para camilla Art. 1510 Proof y Art. 1515 Proof



12018N

Asta porta-suero telescópico para camillas de carga automática

ACCESORIO DE



7265 Proof

Barella autocaricante "Frog Lite Advance" in alluminio con maniglie estraibili e Trendelenburg