



939

Mesa porta-instrumentos para camillas



CARATTERISTICHE

Mesa porta-instrumentos para aplicar en el marco de todas las camillas de carga automática Me.Ber, para transportar equipos médicos como desfibriladores y monitores. Está equipada con cinturones para sujetar equipos y es plegable para el estibado en ambulancias.

Dimensiones: abierta cm 34x56x37h, cerrada espes. cm 8

DATOS TÉCNICOS

Anchura (cm)	56
Profundidad (cm.)	34
Altura (cm)	37
Espesor plegada (cm)	8
Peso (kg)	5,6
Capacidad de carga (kg)	30

IMÁGENES



VER TAMBIÉN



Mercury Lite 7082/4RG Proof
Camilla de carga automática de aluminio de altura variable con 4 ruedas giratorias versión alta

ACCESORIO DE



Mercury 7075/4RG PROOF
Camilla autocargable de acero inoxidable de 5 posiciones con certificación EN1865 con 4 ruedas giratorias



Mercury 7077/4RG PROOF
Camilla autocargable de acero inoxidable de 5 posiciones con certificación EN1865 con 4 ruedas giratorias - versión alta



Mercury Lite Cinque 7095/4RG Proof
Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture



Mercury Lite Cinque 7097/4RG Proof
Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli versione alta - certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture



Mercury 7092 PROOF
Camilla de carga automática certificada



Mercury EL 7094 PROOF
Camilla de carga automática certificada



7265 Proof
Barella autocaricante "Frog Lite Advance" in alluminio con maniglie estraibili e Trendelenburg