



## 950/4 Hinteres feststellsystem

Hinteres feststellsystem für roll-in-tragen h=129



### CARATTERISTICHE

Hergestellt aus Guss-Edelstahl , wird an der Ladefläche des Krankenwagens montiert, um die Roll-in-Trage sicher zu blockieren. Wird in 4 verschiedenen Höhen angeboten.

### HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Höhe (cm)

12,9

### SIEHE AUCH



**950/1**

Hinteres feststellsystem für roll-in-tragen h=188



**950/2**

Hinteres feststellsystem für roll-in-tragen h=147



**Hinteres feststellsystem**

Hinteres feststellsystem für roll-in-tragen h=148

---

## ZUBEHÖR VON

---



**Barella soccorso 638**  
Zusammenklappbare notfalltrage  
mit rückenlehne



**Barella soccorso 640**  
Notfalltrage

---