



965 Vorderes feststellsystem

Vorderes feststellsystem für roll-in-tragen



CARATTERISTICHE

An der Ladeebene des Krankenwagens zu installierendes Blockiersystem. Ermöglicht das Einschieben der Roll-In-Trage in die Wagenmitte und das Blockieren der Trage im vorderen Bereich.
Aus Edelstahl hergestellt.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Länge (cm)	51,5
Breite (cm)	48
Höhe (cm)	10
Gewicht (kg)	1,4

SIEHE AUCH



Winner 914
Roll-in-trage mit trendelenburg
und fowler



Winner 910
Fahrtrage mit roll-in-ladesystem