



16160/V Ergon Junior

Camilla pediátrica comfort de geometría variable verde/azul



CARACTERÍSTICHE

Para los más pequeños, el producto más grande

ERGON pone su tecnología avanzada al servicio de los más pequeños. De hecho, en la **versión Junior** se han mantenido todos los grandes beneficios de la camilla para adultos.

El gancho **Flexilock** está descentralizado para operar sin invadir el espacio ocupado por la cabeza y la **lámina más ancha** de la norma brinda el **máximo confort** incluso a pacientes más exigentes.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Niños
Uso	Recuperación Inmovilización Transporte
Altura (cm)	7,5
Anchura (cm)	43
Longitud (cm)	129
Max length (cm)	153
Folded length (cm)	85
Espesor plegada (cm)	9
Peso (kg)	8,4
Capacidad de carga (kg)	170
Pediatric	<input checked="" type="checkbox"/>
Trauma	<input checked="" type="checkbox"/>
Alpine	<input checked="" type="checkbox"/>
Material	HC3 - High Comfort Composite Cell Aleaciones de aluminio


VER TAMBIÉN



Ergon Junior 16160/V

Camilla pediátrica comfort de geometría variable amarilla/azul

ACCESORIOS



X-FAX 9156
Sistema de retención con
cinturones y mosquetones



959
Sistema de fijación en pared para
camilla de geometría variable
Ergon



16150-002
Bolsa de almacenamiento Ergon



16150-001
Bolsa reforzado para el transporte

ACCESORIOS ESTÁNDAR



584
Sobre negro con 3 cinturones de
color naranja de 2 piezas y hebilla
de plástico de liberación rápida
para camilla Ergon
