



## 16150-001

Borsa verricellabile per il trasporto



### CARATTERISTICHE

Pensata per consentire il trasporto della barella sul teatro operativo la borsa del corredo Ergon permette un utilizzo in piena sicurezza anche nelle situazioni più ostili. È dotata di 4 spallacci per una sicura presa monospalla. Al suo interno la barella è smontata e possono essere alloggiati tutti i suoi accessori, il tutto in dimensioni estremamente compatte. Al centro un anello di fettuccia certificato EN566 permette tutte le operazioni col verricello. **cm 124x32x16**

### DATI TECNICI

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (cm) | 124 |
| Larghezza (cm) | 32  |
| Portata (kg)   | 16  |

### VEDI ANCHE



**16150-002**  
Borsa per stoccaggio Ergon

---

## ACCESSORIO DI

---



**Ergon 16150/G**  
Barella comfort a geometria  
variabile - gialla/blu



**Ergon 16150/V**  
Barella comfort a geometria  
variabile - verde/blu

---