



7122/V Gecko

"GECKO" camilla de carga automática entry-level verde



CARATTERISTICHE

Fabricada para optimizar la relación calidad/precio, construida en acero barnizado de alta resistencia. El dispositivo garantiza todas las características de las otras camillas de carga automática: respaldo ajustable, 2 ruedas de frenado fijas, 2 ruedas giratorias autocentrantes de Ø 200 mm, barandillas laterales plegables. Suministrada de serie con cinturones.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	
Uso	Transporte
Superficie de descanso	Sin Trendelenburg
Altura (cm)	90,5
Altura máxima de cargo	62
Altura mínima de cargo	62
Altura doblada (cm)	30
Anchura (cm)	56
Longitud (cm)	197
Peso (kg)	37
Capacidad de carga (kg)	170
Material	Acero barnizado

IMÁGENES



VER TAMBIÉN



Gecko 7122/AZ
"GECKO" camilla de carga
automática entry-level azul

ACCESORIOS



7016/A

Colchoneta entera electrosoldada naranja en PVC



939

Mesa porta-instrumentos para camillas



Sistema de fijación trasera

Sistema de fijación trasera para camillas de carga automática H=148 mm



Sistemas de fijación frontal

Sistemas de fijación frontal para camilla de carga automática




938

Portabotella Oximeb



612/AN-2/MEB

Cinturón Torácico naranja/negro ajustable con enganche de 4 puntos y cinta MeBer para camillas de carga automática y sillas



612/N-2/MEB

Cinturón Torácico negro ajustable con enganche de 4 puntos y cinta MeBer para camillas de carga automática y sillas



12080-001

Kit de montaje superficie bariátrica para camillas de carga automática



12025

Bolsillo portaobjetos multiuso negro para camillas de carga automática



12080

"MBP" plataforma bariátrica ancha para camillas de carga automática FROG MERCURY y GECKO con correas con carrete y fijaciones para camilla



12010

Asta porta-suero para camillas de carga automática Mercury y Gecko



608/A-MEB

Cinturón de 2 piezas con gancho de metal y cinta MeBer naranja (L. 155 cm)



608/N-MEB

Cinturón de 2 piezas con gancho de metal y cinta MeBer negro (L. 155 cm)



12070/BG

"COVER OX 2-3 BG"- Portabotellas profesional para cilindros de 2 y 3 Lt



12070/BR

"COVER OX 2-3 BR"- Portabotellas profesional para cilindros de 2 y 3 Lt



12072/BG

"COVER OX 5 BG"- Portabotellas profesional para cilindros de 5 Lt



12072/BR

"COVER OX 5 BR"- Portabotellas profesional para cilindros de 5 Lt

ACCESORIOS ESTÁNDAR



603/MEB

Bolsa de nylon con 3 Art. 607/Ameb