



## 7013/A

Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



### CARATTERISTICHE

Materasso per barella autocaricante realizzato in Skay e spugna ignifuga. Completamente elettrosaldato e impermeabile è **adatto a quasi tutte le barelle autocaricanti MeBer dotate di Trendelenburg** compreso la barella Cronos (**non idoneo per la barella Evox e la barella Art. 1515**). Fornito di 3 cinture 605/C.  
Dimensioni: cm 186 x 47 x 9.

\*le immagini sono a solo scopo illustrativo.

### DATI TECNICI

Lunghezza (cm)	186
Larghezza (cm)	47
Spessore (cm)	9
Materiale	Skay

### VEDI ANCHE



**7013/N**

Materasso 3 pz. in Skay ignifugo  
elettrosaldato

---

## ACCESSORIO DI

---



**Mercury Lite 7082/4RG Proof**  
Barella autocaricante in alluminio  
ad altezza variabile certificata con 4  
ruote girevoli versione alta



**Mercury 7070/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox ad  
altezza variabile certificata con 4  
ruote girevoli



**Mercury 7072/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox ad  
altezza variabile certificata con 4  
ruote girevoli versione alta



**Winner 910 PROOF**  
Barella autocaricante - certificata



**Winner 914 PROOF**  
Barella autocaricante con  
Trendelenburg e Fowler certificata



**Mercury Cinque 7077/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox a 5  
posizioni certificata EN1865 con 4  
ruote girevoli- versione alta



**Mercury Lite Cinque 7095/4RG  
Proof**  
Mercury Lite Cinque, barella  
autocaricante in alluminio a 5  
posizioni con 4 ruote girevoli  
certificata EN 1865 e completa di  
materasso e cinture



**Mercury Lite Cinque 7097/4RG  
Proof**  
Mercury Lite Cinque, barella  
autocaricante in alluminio a 5  
posizioni con 4 ruote girevoli  
versione alta - certificata EN 1865 e  
completa di materasso e cinture



**Mercury Lite 7082/4RG Proof**  
Barella autocaricante in alluminio  
ad altezza variabile certificata con 4  
ruote girevoli versione alta



**Mercury EL 7092 PROOF**  
Barella autocaricante certificata