



891 "Flake"

Matelas à dépression à chambres indépendantes



CARATTERISTICHE

Matelas à dépression à 3 chambres indépendantes pour une immobilisation parfaite et rapide. Une extrême légèreté et robustesse, 8 poignées, des ceintures de sécurité et un enroulement parfait du patient confèrent au matelas des caractéristiques uniques. Tenue de la dépression pendant longtemps sans aucune flexion. . Matelas radio-transparent.

DONNÉES TECHNIQUES

Taille	Adultes
Usage	Immobilisation
Longueur (cm)	200
Largeur (cm)	90
Poids (kg)	6,7
Capacité de charge (kg)	150
Trauma	⊌
Material	Polyester enduit de PVC

VOIR AUSSI



891/SGMatelas à dépression Flake Basic à chambres indépendantes



Chesterfield 9114 Matelas à dépression à chambres indépendantes avec soudures centrales

ACCESSOIRES



888Pompe d'aspiration en aluminium



890-001 Étui pour matelas à dépression



896/DF Pompe d'aspiration en abs

BUNDLES



894-001Valvola di aspirazione per steccobende e materasso a depressione