



425

Arcos steccobenda rigida lunga per arti inferiori adulto



CARATTERISTICHE

Steccobende rigide realizzate in PVC ignifugo e completamente impermeabile, consentono la corretta immobilizzazione degli arti. Le steccobende sono radiotrasparenti. Sono dotate di 4 chiusure a Velcro® a lunghezza differenziata che permettono all'operatore di applicare il dispositivo con facilità e sicurezza: appositamente sagomate per allacciare saldamente e agevolmente la caviglia e la parte alta della gamba sono complete di supporto piede integrato.


Disponibili in 3 misure:

Braccio adulto/ gamba pediatrico: lunghezza cm 52 - base d'appoggio cm 9


Gamba adulto: lunghezza 74 cm - base d'appoggio cm 13

Arto pediatrico: lung 30 cm, base d'appoggio 9 cm

DATI TECNICI

Trauma	
Lunghezza (cm)	74
Larghezza (cm)	27
Peso (kg)	1,1
Destinazione	Immobilizzazione
Materiale	PVC

IMMAGINI



VEDI ANCHE



427

Arcos Steccobenda rigida corta per
arti superiori adulto o inferiori
pediatrico



429

Arcos Steccobenda rigida per arti
pediatrici



431

Arcos set steccobende rigide con
custodia
