



425

Attelle rigide longue Arcos pour membres inférieurs adultes



CARACTERISTICHE


De nouvelles attelles rigides en PVC ignifuge et totalement étanche permettent une immobilisation correcte des membres. Toutes les attelles sont radio-transparentes. Elles sont équipées de 4 fermetures Velcro[®] de différentes longueurs qui permettent à l'opérateur d'appliquer l'appareil facilement et en toute sécurité : spécialement formées pour fixer solidement et facilement la cheville et la partie supérieure de la jambe, elles sont dotées d'un repose-pied intégré.

Disponible en deux tailles:


Bras adulte/jambe pédiatrique : longueur 52 cm - base de support 9 cm

Jambe adulte : longueur 74 cm - base de support 13 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Trauma	
Longueur (cm)	74
Largeur (cm)	27
Poids (kg)	1,1
Usage	Immobilisation
Material	PVC

IMAGES



VOIR AUSSI



427

Attelle Arcos rigide courte pour membres supérieurs adultes ou membres inférieurs pédiatriques



429

"Arcos" Attelle rigide pour membres pédiatriques



431

Ensemble d' attelles rigides Arcos avec étui
