



427

Attelle Arcos rigide courte pour membres supérieurs adultes ou membres inférieurs pédiatriques



CARACTERISTICHE

De nouvelles attelles rigides en PVC ignifuge et totalement étanche permettent une immobilisation correcte des membres. Toutes les attelles sont radio-transparentes. Elles sont équipées de 4 fermetures Velcro® de différentes longueurs qui permettent à l'opérateur d'appliquer l'appareil facilement et en toute sécurité : spécialement formées pour fixer solidement et facilement la cheville et la partie supérieure de la jambe, elles sont dotées d'un repose-pied intégré.

Disponible en deux tailles:

Bras adulte/jambe pédiatrique : longueur 52 cm – base de support 9 cm

Jambe adulte : longueur 74 cm – base de support 13 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Pediatric	<input checked="" type="checkbox"/>
Trauma	<input checked="" type="checkbox"/>
Longueur (cm)	52
Largeur (cm)	24
Poids (kg)	0,7
Usage	Immobilisation
Material	PVC

IMAGES



VOIR AUSSI



431

Ensemble d' attelles rigides Arcos avec étui



425

Attelle rigide longue Arcos pour membres inférieurs adultes



429

"Arcos" Attelle rigide pour membres pédiatriques
