




## 629 Jelly


Fermacapo standard rosso per tavola spinale



### CARATTERISTICHE

Adattabile a tutti i modelli di tavole spinali. È realizzato con cellule di materiale espanso e ricoperto con sistema vinilico.

### DATI TECNICI

Trauma	
Larghezza (cm)	40,5
Profondità (cm.)	25,5
Altezza (cm)	16,5

### ACCESSORI



**629-007**

Tavola nera Slim per fermacapo art.  
629

---

## ACCESSORIO DI


---



**Galaxy 9010**  
"GALAXY" Tavola spinale gialla



**Galaxy 9012**  
"GALAXY" Tavola spinale arancio



**Galaxy-P 9040**  
Tavola spinale gialla con pins



**Galaxy-P 9042**  
Tavola spinale arancio con pins



**Nilix 9050**  
Tavola spinale gialla basic con pins