



15244

Scangliss plegable



CARATTERISTICHE

Tabla de transferencia plegable que se puede colocar debajo del paciente para permitir el paso de la camilla a la cama en total seguridad. Es un producto radiotransparente, no magnético y se divide en dos secciones (plegables) unidas entre sí. Consiste en un núcleo de polietileno rígido, acolchado con un material amorfo de 1,5 cm de espesor, totalmente revestido con una lámina de nylon altamente deslizante. Scan Gliss cuenta con certificación CE de acuerdo con la Directiva CEE 93/42 sobre dispositivos médicos.

Capacidad aprobada: 180 kg.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------|-------------|
| Longitud (cm) | 180 |
| Anchura (cm) | 50 |
| Altura (cm) | 2 |
| Peso (kg) | 4 |
| Capacidad de carga (kg) | 180 |
| Material | Polietileno |

VER TAMBIÉN



15180
Big Gurney

ACCESORIOS



15244-001

Funda de repuesto para Scangliss
